

INSTRUÇÃO DE USO – VIXCLEAN PLUS

13280UR.

Nome do produto

FINALIDADE:

uso em diagnostico "in vitro".
Solução de limpeza para
equipamentos de hematologia.

INSTRUÇÃO

MODO DE USO: Pronto para uso. Não retirar da embalagem original. Consultar o manual do equipamento.

USUÁRIO PRETENDIDO: Uso laboratorial por pessoal técnico.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO: Armazenar em local seco e arejado entre 15-35°C.

DESCRIÇÃO: Este produto deve ser utilizado somente em aparelhos de 3 e 5 partes.

ESTABILIDADE EM USO: A solução se mantém estável se dentro da temperatura indicada por 60 dias após aberto.

COMPOSIÇÃO: Propileno Glicol 3% ; Tween 20 1,0%; Éster de Polioxietileno 2,0% ; Hidróxido de Sódio 0,1% ; Conservantes <0,001 %. Diluído em água purificada.

INTERFERÊNCIA: Não misturar com outros detergentes durante o uso.

INFORMAÇÃO: O reagente só deve ser utilizado em conjunto com os hemolisantes e os diluentes Vixtal nos equipamentos indicados no tópico "Descrição".

GARANTIA DA QUALIDADE: Todos os produtos Vixtal são testados e aprovados antes da comercialização.

DESCARTE: De acordo com as normas do laboratório.



vixtal@vixtal.com.br



31 3024 2034



encurtador.com.br/xQTV4



Endereço da Vixtal

EMIÇÃO/REVISÃO

EMIÇÃO: 14/03/2024

REVISÃO: 00

RASTREAMENTO

FR: 6.1.12

Aplicação: P&D

Vigência: Mar/2029

Revisão: 00

Elaboração: Honório Augusto Reis Armond

Revisor: Joyce Márcia Figueiredo

Aprovação: Marcelo César Figueiredo